

NEU

Set zur Chargenkontrolle 134 °C / 18 min

Chargenkontrolle:	für Dampfsterilisation
Indikator:	mit Dampfindikator
Verkaufseinheiten:	
Art.-Nr. 08145	1 Set
Art.-Nr. 08130	Nachfüllpack 200 Indikatoren



Der Interlock LCpro dient als chargenabhängige Prozesskontrolle für Dampfsterilisatoren, die über fraktionierte Vorvakuumstufen entlüftet werden:

- ✓ Speziell entwickeltes Indikatorsystem gemäß DIN EN ISO 11140-1 Typ 2
- ✓ Hohe Farbstabilität der Indikatorstreifen und selbstklebenden Eigenschaften der sterilisierten Indikatorstreifen für die langfristige Nachweisführung
- ✓ Hochwertige und langlebige Materialien
- ✓ Selbsttest zum Nachweis einwandfreier Funktionalität des Prüfkörpers
- ✓ Einfaches Handling
- ✓ Idealer Praxisbezug, da die Konstruktion ein verschachteltes MIC Instrument widerspiegelt

Inhalt Set:

- 1 Prüfkörper (08125)
- 2 x 200 Stück 4-Stufen Indikatoren, 134°/18 min (08130)
- 1 Halterung
- 2 Dichtungsringe
- Schraube mit Dichtungsring für Selbsttest