

ZSVA

MAI 2016

# Newsletter

## Unsere Schlagzeilen

- ✓ **Neue Gesichter**
- ✓ **Reliance Solo**  
Verbundsterivlies aus SMMMS
- ✓ **TitePack**  
Schutzverpackung aus selbstschrumpfender Folie
- ✓ **Push Dye Test**  
Neue Generation von Tintentest
- ✓ **Neue Website**
- ✓ **Neuer Messeauftritt**  
Biel, 1. – 2 Juni 2016  
Sterilisation mit Herz



# Ihre Ansprechpartner

## IM AUSSENDIENST



**Giovanni Dal Molin**  
Verkaufsberater OST  
☎ 079 424 21 90  
✉ g.dalmolin@mayba.ch



**Karin Mitterbäck**  
Verkaufsberaterin MITTE  
☎ 079 476 61 53  
✉ k.mitterbaeck@mayba.ch



**Jean-Marc Berset**  
Produktmanager Hygiene  
☎ 079 103 40 87  
✉ jm.berset@mayba.ch



**Andre Roth**  
Produktmanager Mobiliar  
☎ 079 628 89 79  
✉ a.roth@mayba.ch

## IM OFFICE



**Rocco Lavanga**  
Logistikleiter  
☎ 071 310 03 21  
✉ r.lavanga@mayba.ch



**Susanne Rechsteiner**  
Innendienst  
☎ 071 310 20 17  
✉ s.rechsteiner@mayba.ch



**Claudia Schefer**  
Innendienst  
☎ 071 310 03 48  
✉ c.schefer@mayba.ch



**Ralph Bachmann**  
Geschäftsführer  
☎ 071 310 03 20  
✉ r.bachmann@mayba.ch

# Unsere Produktneuheiten

## Reliance Solo 844 855 866

Verbundsterivlies aus **SMMMS** für die **zweilagige** Verpackung in einem Arbeitsgang  
**SBS**-versiegelte Doppelbögen mit **flexiblen Einschlagoptionen** für **ZSVA und OP**

Hergestellt aus **Polypropylengranulat**, gehören Reliance Solo zu den **sichersten Verpackungsbögen weltweit**

- ✓ Höchste Barriere-Eigenschaften bei gleichzeitig hoher Durchlässigkeit
- ✓ Zweilagige Bögen als Barriere gegen das Eindringen von Mikroorganismen
- ✓ Keimfreie Endverpackung in nur einem Arbeitsgang
- ✓ Hohe mechanische Widerstandskraft insbesondere bei Zug- und Reissfestigkeit
- ✓ Vereinfachtes Einschlagverfahren
- ✓ Validiert für die gängigen Sterilisationsprozesse (Dampf, Ethylen Oxid, Gasplasma H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)
- ✓ 2farbig zur leichten Identifizierung von Transport- und Lagerschäden



### Reliance Solo 844

antistatisch – 2 x 43 g/m<sup>2</sup>  
**ART.-NR. 5870086 (120 x 120 mm)**  
**ART.-NR. 5870075 (75 x 75 mm)**

### Reliance Solo 855

antistatisch – 2 x 50 g/m<sup>2</sup>  
**ART.-NR. 5864100 (120 x 120 mm)**  
**ART.-NR. 5864190 (90 x 90 mm)**  
**ART.-NR. 5864175 (75 x 75 mm)**

### Reliance Solo 866

antistatisch – 2 x 60 g/m<sup>2</sup>  
**ART.-NR. 5865120 (120 x 120 mm)**  
**ART.-NR. 5865140 (140 x 140 mm)**

#### Verfügbare Grössen:

Abmessungen in mm		Sets / Karton
750	750	75
900	900	50
1000	1000	50
1200	1200	50
1400	1400	25

## TitePack

Die **revolutionäre** Schutzverpackung aus selbstschrumpfender Folie  
**ART.-NR. 56700 mit Falt (420 x 50 mm Rolle à 60 m)**  
**ART.-NR. 56400 ohne Falt (420 mm Rolle à 60 m)**

- ✓ Sicherste und wirksamste Schutzverpackung für OP-Siebe
- ✓ Siebe werden vor der Beladung des Autoklaven in den patentierten Netzschlauch geschoben
- ✓ Der Gasaustausch wird in keiner Weise behindert
- ✓ Maximaler Schutz für das Barriere System (SBS).
- ✓ Nutzt die **neueste Schrumpftechnologie** und kommt ganz ohne zusätzliche Geräte aus
- ✓ Erfüllt die Anforderung von EN ISO 11607



## Push Dye Test

**Neue Generation** von Tintentest für die routinemässige Überprüfung von Siegelnähten



- ✓ Saubere Lösung
- ✓ Tintentest gemäss ISO 11607-1
- ✓ Schnell, Einfach, Sicher
- ✓ Testbeutel im Voraus präparieren und versiegeln
- ✓ Kein Risiko von Leckage

**Push Indicator Dye Test für Dampf-Sterilisation (30 Stk.)  
für Klarsichtverpackung Folie / Papier: ART.-NR. 44100**

**Push Indicator Dye Test für Plasma-Sterilisation (30 Stk.)  
für Klarsichtverpackung Folie / Tyvek: ART.-NR. 44110**

## Unsere neue Website

We proudly present... [www.mayba.ch](http://www.mayba.ch)

im neuen Kleid. Wir haben unseren Webauftritt benutzerfreundlicher, übersichtlicher und aktueller gestaltet. Zudem haben Sie jetzt die Möglichkeit, uns Anfragen von der Website direkt per E-Mail zu übermitteln.

## Unser neuer Messeauftritt

Wir freuen uns, Sie am **1./2. Juni 2016** an der 12. Schweizerischen Fachtagung über die Sterilisation in **Biel** zu treffen. MayBa.ch AG ist Hauptsponsor von „Sterilisation mit Herz“. Neben unserem neuen Auftritt freuen wir uns, Ihnen unser **brandneues Gerät** zum Protein-Nachweis **Pro Reveal** zu demonstrieren.