

INFO

JANUAR 2017

# Neuheit

## MedZense

Das erste universelle **Vollspektrum-Test-System** für Glasfaserkabel + starre Endoskope

Was kann dieser Apparat?



### Funktionen Kabel Messgerät:

- ✓ Lichtdurchsatzmessung für Glasfaserkabel
- ✓ Messung des Farbspektrums
- ✓ Einfacher und erweiterter Modus
- ✓ Mehrsprachige Benutzeroberfläche
- ✓ Benutzerdefinierte Grenzwerteinstellungen
- ✓ Unterstützt alle wichtigen Kabelanschlüsse



### Funktionen Endoskop Messgerät:

- ✓ Lichtdurchsatzmessung für Spiegelungsgeräte
- ✓ Messung des Farbspektrums
- ✓ Starre Endoskope bis zu Ø 10 mm testen



# Unsere Sicherheitspakete

**Art.-Nr. LG20**  
 Kabel Messgerät einzeln

**Art.-Nr. PT10**  
 Endoskop Messgerät einzeln (zur Aufrüstung)



**Art.-Nr. LG20-e**  
 Kabel und Endoskop Messgerät System



**Spezialangebot**  
 Kabel und Endoskop Messgerät System mit DIATEG Isolationsprüfgerät



**Kontaktieren Sie uns.**  
**Wir beraten Sie gerne über unsere neuen Sicherheitspakete.**  
**Ihr MayBa.ch-Team**