

Des spécialistes à votre écoute  
I specialisti che ti ascoltano  
Fachkompetenz zu Ihrem Nutzen



# MayBach

 AG  
SA

**NOUVEAU**  
dans  
l'assortiment

## Stérilisateur à vapeur classe B

La qualité entre vos mains



Modèle de 17 litres ou de 23 litres  
Avec ou sans imprimante – Conforme à la norme  
EN ISO 13060

- ✓ Design compact et élégant, matériaux de haute qualité
- ✓ Structure extérieure en acier inox Aisi 304, en un seul bloc, sans soudure
- ✓ Large écran tactile lumineux de 5.7"
- ✓ Facile d'utilisation, fiabilité et durabilité
- ✓ Equipé de la dernière technologie et microprocesseur
- ✓ Système motorisé automatique de fermeture de la porte
- ✓ Equipé d'un puissant système de refroidissement à deux ventilateurs
- ✓ Chargement manuel de l'eau déminéralisée par l'avant
- ✓ Chargement automatique de l'eau par l'arrière, possibilité de raccordement au déminéralisateur
- ✓ Equipé d'un générateur de vapeur qui réduit la quantité d'eau utilisée, en assurant la meilleure qualité de vapeur

### Quelques données techniques

Modèles à choix avec ou sans imprimante	SST2200B	SST1700B
Dimensions extérieures	476 x 619 x h. 460	
Dimensions de la chambre	Ø 254 x 450 mm	Ø 254 x 350 mm
Volume de la chambre	23 l	17 l
Poids net	56 kg	54 kg
Réservoirs	3 litres eau propre et 3 litres eau sale	
Cycles de stérilisation	4	
Dimensions des étagères (LxWxH)	380mm x 190 mm x 20 mm	280 mm x 180 mm x 20 mm
Cycles de stérilisation	4	
Clé USB intégrée	USB 2.0 – 2 GByte	
Tension	230 V	
Fréquence	50/60 Hz	

L'installation et la validation de l'appareil à l'installation ne sont pas comprises dans le prix.  
MayBa.ch SA dispose d'une équipe technique, qui assure le service, les réparations et les requalifications des autoclaves.