

Des spécialistes à votre écoute  
I specialisti che ti ascoltano  
Fachkompetenz zu Ihrem Nutzen



# MayBach

AG  
SA

**NEU im  
Sortiment**

## Dampfsterilisator Klasse B

Qualität in Ihren Händen



**Modell 17 Liter oder 23 Liter**

**Mit oder ohne Drucker, Entspricht der Norm EN ISO 13060**

- ✓ Kompaktes und elegantes Design, hochwertige Materialien
- ✓ Äussere Struktur aus Edelstahl AISI304, nahtlos in einem Block
- ✓ Grosser, heller Touchscreen von 5,7 „
- ✓ Einfach zu bedienen, zuverlässig, langlebig
- ✓ Ausgestattet mit der neuesten Mikroprozessortechnologie
- ✓ Automatisches motorisiertes Türschliesssystem
- ✓ Ausgestattet mit einem leistungsstarken Kühlsystem mit zwei Ventilatoren
- ✓ Manuelles Laden von demineralisiertem Wasser von vorne
- ✓ Automatische Wasserladung von hinten
- ✓ Anschlussmöglichkeit an den Demineralisator
- ✓ Ausgestattet mit einem Dampferzeuger, der den Wasserverbrauch reduziert und die beste Dampfqualität gewährleistet

### Einige technische Daten

Modelle mit oder ohne Drucker	SST2200B	SST1700B
Aussenmasse	476 x 619 x h. 460	
Kammerabmessungen	Ø 254 x 450 mm	Ø 254 x 350 mm
Raumvolumen	23 l	17 l
Nettogewicht	56 kg	54 kg
Tanks	3 l Frischwasser und 3 l Abwasser	
Anzahl Tablare	4	
Regalabmessungen (LxBxH)	380mm x 190 mm x 20 mm	280 mm x 180 mm x 20 mm
Sterilisationszyklen	4	
Eingebauter USB Stick	USB 2.0 – 2 GByte	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	

Die Installation und Validierung des Gerätes sind nicht im Preis enthalten. Unsere Geräte werden bereits validiert ausgeliefert. MayBa.ch SA verfügt über ein technisches Team, das Service, Reparaturen und erneute Beurteilungen von Autoklaven durchführt.

info@mayba.ch  
www.mayba.ch

Ch. des anciens Moulins 2a  
CH-1009 Pully

Tél. +41 (0)21 721 78 21  
Fax +41 (0)21 721 78 20

Piccardstrasse 13  
CH-9015 St. Gallen

Tel. +41 (0)71 310 03 20  
Fax +41 (0)71 310 03 22